

Exclusive Distributor



InsuJet™

Needle-free insulin injection system

InsuJet™ Comfort Ring Instructions for use

- Please read the complete instructions for use booklet inside the InsuJet™ package before using the InsuJet™ system.
- Keep the original InsuJet™ instructions for use in safe custody.

InsuJet™
Comfort
ring

- For a comfortable injection
- Compatible with InsuJet™ Nozzle
- Max use: 56 uses or 14 days (whichever comes first).

Symbol Legend



MEDICAL DEVICE



CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE



CAUTION



MANUFACTURER



TEMPERATURE LIMITS



CATALOGUE NUMBER




BATCH NUMBER



USE-BY DATE

Using a InsuJet™ Comfort Ring




P/N: 01223
(not sterile)

The Comfort Ring is an InsuJet™ accessory. It is recommended to use a Comfort Ring, in case you feel discomfort when pushing the Nozzle against the skin.

To install a Comfort Ring, hold the device by its Front and place the Comfort Ring on top of the Nozzle. Make sure that the round side of the Comfort Ring is facing outward.

Push the Comfort Ring on top of the Nozzle until it snaps in place.




Warnings & Precautions

- Replace the Comfort Ring every time you replace the InsuJet Nozzle, every 14 days or 56 injections, whichever comes first.
- Be careful not to touch the Nozzle tip when installing the Comfort Ring.

NOTES:

- Dispose with regular household waste
- Temperature limits for use:



InsuJet™

Nadelfrei insulin Injektionssystem

InsuJet™ Komforting Gebrauchsinformation

- Bitte lesen Sie die die komplette Gebrauchsinformationsbroschüre, die Sie in der InsuJet™ Packung finden, durch, bevor Sie das InsuJet™ System verwenden.
- Bewahren Sie die Originalgebrauchsinformation des InsuJet™ sicher auf.

InsuJet™ Komforting

- Für eine angenehme Injektion
- Kompatibel mit InsuJet™ Düse
- Max. Nutzung: 56 Nutzungen oder 14 Tage (welches auch immer zuerst kommt).

Symbollegende



MEDIZINISCHES GERÄT



GEBRAUCHSINFORMATION
BEACHTEN



ACHTUNG



HERSTELLER



TEMPERATURGRENZEN



KATALOGNUMMER




CHARGENUMMER



VERFALLSDATUM


Verwenden eines InsuJet™ Komfortring



P/N: 01223
(nicht steril)

Der InsuJet™ Komfortring ist ein Zubehörteil des InsuJet™. Es wird empfohlen, einen Komfortring zu verwenden, falls Sie beim Drücken der Düse gegen die Haut Unbehagen empfinden.

Um einen Komfortring zu installieren, halten Sie das Gerät am Vorderteil fest und setzen Sie den Komfortring auf die Düse auf. Stellen Sie sicher, dass die runde Seite des Komfortring nach außen zeigt. Drücken Sie den Komfortring auf die Oberseite der Düse, bis er einrastet.




Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

- Tauschen Sie den Komfortring jedes Mal, wenn Sie die InsuJet-Düse austauschen, alle 14 Tage oder alle 56 Injektionen, je nachdem, was zuerst eintritt.
- Achten Sie beim Installieren des Komfortrings darauf, die Düsenspitze nicht zu berühren.

ANMERKUNGEN:

- Alle Produkte können im normalen Hausmüll entsorgt werden
- Temperaturgrenzen für den Einsatz:



InsuJet™

Système d'injection d'insuline sans aiguille

Anneau de confort InsuJet™ Notice d'utilisation

- Veuillez lire la notice d'utilisation incluse dans l'emballage InsuJet™ avant d'utiliser ce système d'injection.
- Conservez précieusement l'original de la notice d'utilisation de l'InsuJet™.

Anneau de confort InsuJet™

- Pour une injection confortable
- Compatible avec la buse InsuJet™
- Utilisation maximale: 56 utilisations ou 14 jours (selon la première éventualité)

Légende des symboles



DISPOSITIF MÉDICAL



CONSULTEZ LA NOTICE D'UTILISATION



ATTENTION



FABRICANT



LIMITES DE TEMPÉRATURE



NUMÉRO DE CATALOGUE




NUMÉRO DE LOT



DATE DE PÉREMPTION


Utilisation d'un anneau de confort InsuJet™



N/S : 01223
(non stérile)

L'anneau de confort InsuJet™ est un accessoire de l'InsuJet™. Il est recommandé d'utiliser un anneau de confort, si vous ressentez une gêne en poussant la buse contre la peau.

Pour installer un anneau de confort, tenez le dispositif par sa face avant et placez l'anneau de confort sur le dessus de la buse. Veillez à ce que le côté rond de l'anneau de confort soit tourné vers l'extérieur. Poussez l'anneau de confort sur le dessus de la buse jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




Avertissements et précautions

- Remplacez l'anneau de confort chaque fois que vous remplacez la buse InsuJet, tous les 14 jours ou 56 injections, selon la première éventualité.
- Veillez à ne pas toucher l'extrémité de la buse en installant l'anneau de confort.

REMARQUES:

- Jeter avec les ordures ménagères ordinaires
- Limites de température d'utilisation



InsuJet™

Naaldloos insuline toedieningsysteem

InsuJet™ Comfort Ring handleiding

- Lees alstublieft de volledige handleiding voordat u het InsuJet™ systeem voor de eerste keer gaat gebruiken
- Bewaar de originele InsuJet™ handleiding zorgvuldig.

InsuJet™
Comfort
ring

- Voor een comfortable injectie
- Compatibel met InsuJet™-spuitstuk
- Maximaal gebruik: 56 keer of 14 dagen (wat het eerst komt).

Symbool legenda



MEDISCH APPARAAT



RAADPLEEG HANDLEIDING



LET OP



FABRIKANT



TEMPERATUURLIMIETEN



CATALOGUS NUMMER




BATCHNUMMER



VERVALDATUM


De InsuJet™ Comfort Ring gebruiken



P/N: 01223
(niet steriel)

De Comfort Ring is een InsuJet™ accessoire. Het wordt aangeraden om een Comfort Ring te gebruiken, om de druk van het spuitstuk op de huid te verminderen. Dit is met name voordelig voor relatief zachte of gevoelige injectieplekken.

Houd de InsuJet™ vast aan de voorzijde en druk de Comfort Ring op het spuitstuk, totdat het vastklikt. Let er bij het plaatsen op dat de afgeronde kant naar buiten wijst. Duw de Comfort Ring bovenop de Nozzle totdat deze op zijn plaats klikt.




Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Vervang de comfortring elke keer dat u het InsuJet-spuitstuk vervangt, elke 14 dagen of 56 injecties, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet
- Zorg ervoor dat u het spuitstuktip niet aanraakt bij het installeren van de Comfort Ring.

NOTES:

- Gooi weg met het gewone huisvuil
- Temperatuurlimieten voor gebruik:



InsuJet™

Sistema de inyección de insulina sin aguja

InsuJet™ Aro de confort Instrucciones de uso

- Lea el folleto de instrucciones de uso completo que contiene el paquete InsuJet™ antes de usar el sistema InsuJet™.
- Conserve las instrucciones de uso originales del InsuJet™ en un lugar seguro.

InsuJet™
Aro de confort

- Para una inyección cómoda.
- Compatible con la boquilla InsuJet™.
- Uso máximo: 56 usos o 14 días (lo que ocurra primero).

Leyenda de símbolos



DISPOSITIVO MÉDICO



CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES DE USO



PRECAUCIÓN



FABRICANTE



LÍMITES DE TEMPERATURA



NÚMERO DE CATALOGO




NÚMERO DE LOTE



FECHA DE CADUCIDAD


Uso del aro de confort InsuJet™



NP: 01223
(no estéril)

El aro de confort InsuJet™ es un accesorio InsuJet™. Se recomienda utilizar un aro de confort en caso de que sienta molestias al presionar la boquilla contra la piel.

Para instalar el aro de confort, sujete el dispositivo por la parte delantera y coloque el aro de confort sobre la boquilla. Asegúrese de que la parte redondeada del aro de confort quede hacia fuera. Presione el aro de confort sobre la boquilla hasta que quede encajado en su sitio.




Advertencias y precauciones

- Reemplace el anillo de confort cada vez que reemplace la boquilla InsuJet, cada 14 días o 56 inyecciones, lo que ocurra primero.
- Tenga cuidado de no tocar la punta de la boquilla cuando instale el Comfort Ring.

NOTAS:

- Elimine con la basura doméstica normal.
- Límites de temperatura para el uso



InsuJet™

Sistema di somministrazione a getto
di in-sulina

InsuJet™ Informazioni sull'anello di comfort

- Prima di utilizzare il sistema InsuJet™, leggere l'intero libretto delle istruzioni per l'uso presente nella confezione del sistema InsuJet™.
- Conservare le istruzioni per l'uso originali del sistema InsuJet™ in una custodia sicura.

InsuJet Anello di comfort

- Per un'iniezione confortevole
- Compatibile con l'ugello InsuJet
- Utilizzo massimo: 56 utilizzi o 14 giorni (a seconda dell'evento che si verifica per primo).

Legenda dei simboli



DISPOSITIVO MEDICO



CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO



ATTENZIONE



FABBRICANTE



LIMITI DI TEMPERATURA



NUMERO DI CATALOGO




NUMERO DI LOTTO



DATA DI SCADENZA


Utilizzo dell'anello di comfort InsuJet™



P/N: 01223
(non sterile)

L'anello di comfort InsuJet™ è un accessorio InsuJet™. Si consiglia di utilizzare un anello di comfort, nel caso in cui si avverta fastidio quando si spinge l'erogatore contro la pelle.

Per installare l'anello di comfort, tenere il dispositivo dalla parte anteriore e mettere l'anello di comfort sulla parte superiore dell'erogatore. Assicurarsi che la parte arrotondata dell'anello di comfort sia rivolta verso l'esterno. Spingere l'anello di comfort sulla parte superiore dell'erogatore fino a farlo scattare in sede.



Avvertenze e Precauzioni

- Sostituisci il Comfort Ring ogni volta che sostituisci l'ugello InsuJet, ogni 14 giorni o 56 iniezioni, a seconda dell'evento che si verifica per primo.
- Fare attenzione a non toccare la punta dell'ugello durante l'installazione del Comfort Ring.

NOTE:

- Smaltire con i normali rifiuti domestici
- Limiti di temperatura per l'uso:



InsuJet™

Sistema de injeção de insulina sem agulha

InsuJet™ Informações sobre o anel de conforto

- Leia o folheto completo de instruções de utilização disponível no interior da embalagem do InsuJet™. antes de utilizar o sistema InsuJet™.
- Guarde as instruções de utilização originais do InsuJet™ num local seguro.

InsuJet™
Anel de
conforto

- Para uma injeção confortável
- Compatível com Bocal InsuJet™
- Uso máximo: 56 usos ou 14 dias (o que ocorrer primeiro).

Legenda de símbolos



APARELHO MÉDICO



CONSULTAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



CUIDADO



FABRICANTE



LIMITES DE TEMPERATURA



CATÁLOGO DE NÚMERO




NÚMERO DO LOTE



DATA DE VALIDADE


Utilização de um anel de conforto InsuJet™



N/S : 01223
(Não estéril)

O anel de conforto InsuJet™ é um acessório do InsuJet™. Recomenda-se a utilização de um anel de conforto no caso de sentir desconforto ao pressionar o bocal contra a pele.

Para instalar o anel de conforto, segure o dispositivo pela parte da frente e coloque o anel de conforto sobre o bocal. Certifique-se de que o lado redondo do anel de conforto está virado para fora. Pressione o anel de conforto contra o bocal até encaixar.




Avisos e precauções

- Substitua o anel de conforto sempre que substituir o bico InsuJet, a cada 14 dias ou 56 injeções, o que ocorrer primeiro.
- Tenha o cuidado de não tocar na ponta do bocal ao instalar o anel de conforto

NOTAS:

- Descarte com lixo doméstico normal
- Limites de temperatura para utilização:



Manufactured for:
Fabricado para:
Fabriqués pour:
Fabricado para:

Sol-Millennium Medical, Inc.
315 Shawnee North Drive, Suite 100
Suwanee, Georgia 30024, USA



EPG 

European Pharma Group BV

Euro Offices Building 3rd Floor
Beechavenue 127, 1119 RB
Schiphol-Rijk, The Netherlands
www.insujet.com
info@insujet.com



29 Aug 2023

Copyright © European Pharma Group BV